



Das Modul Druckverwaltung



Das bietet unser Modul
im technischen Einsatz

Vorteile

- ✓ Verschiedene Export-Formate (JSON, LDT3, CDA)
- ✓ Visuelle Darstellung der Befunde in unterschiedlichen Formaten (PDF, RTF, DOC, HTML, TXT-strukturiert)
- ✓ Sortierung in 5 Ebenen (z.B. Tour - Einsender - Patient - Auftrag - Befundtyp)
- ✓ Kuvertierung
- ✓ Druckeransteuerung (JDF, PJL, PCL)
- ✓ Tourbasierte Befunderzeugung und -sortierung (keine spezielle, hochpreisige Druckerlogistik notwendig)

Beschreibung

Das Modul Druckverwaltung übernimmt für ein Laborinformationssystem die Befund-Erzeugung nach komplexen Regeln, wie zum Beispiel bezüglich der Validation, Freigabe oder Notfall-Parametern. Dabei werden alle Befunde mit einheitlichem Layout erstellt, sodass die Befunde auch mit dem Corporate Design kompatibel sind.

Besonders hervorzuheben ist dabei die Kombination aus Befunderstellung, Aufbereitung der Befunde sowie dem Befund-Export in verschiedenen Formaten. Die Ausgabe lässt sich dabei individuell steuern (Arbeitsplatz-/Stationsdruck, Drucker-Fachsteuerung, Fax-Manager Anbindung, HL7 Anbindung)



Das bietet unser Modul im wirtschaftlichen Einsatz

Vorteile

- ✓ Abdeckung des kompletten Leistungsumfangs bzgl. der Erstellung, Erzeugung und Ausgabe
- ✓ Automatisierung der Befund-Erzeugung und des Exports spart Zeit und Kosten

Beschreibung

Mit dem Modul Druckverwaltung decken wir von Medat für unsere Laborinformationssysteme alle Schritte von der Befund-Erzeugung bis hin zum Export ab. Mit integrierter Befund-Sortierung und Tour-Management sparen wir somit durch individualisierte, flexible Prozesse Zeit und Kosten unserer Kunden.

Unser hinsichtlich Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft außergewöhnliches Team ist in der Lage kurzfristig und kundenorientiert auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Wir gestalten seit 1974 die Zukunft der Labormedizin.

Vom Order Entry bis hin zur Abrechnung - unser Laborinformationssystem vernetzt alle Vorgänge und übernimmt Abläufe vollautomatisiert. Unsere Software kommt bisher im deutschsprachigen Raum zum Einsatz: pro Tag laufen 6 Millionen Analysen, das sind über 200.000 Aufträge in mehr als 300 Krankenhäusern und Facharztlaboren. Unser LIS beruht auf zukunftssicheren Technologien mit einem traditionellen Hintergrund. Wir entsprechen den Anforderungen und Bedürfnissen der KRITIS. Medat ist zertifiziert nach ISO 9001. Die Zertifizierung zur ISO 27001 befindet sich in Vorbereitung.

Machen Sie mit!

Telefon: +49 89 126 808 0

E-Mail: vertrieb@medat.de

Adresse: Medat Computersysteme GmbH
Albrechtstraße 14
80636 München

