


Das Modul Onlines



Das bietet unser Modul im **technischen Einsatz**

Vorteile

- ✓ Schnelle Reaktionszeiten
- ✓ Anbindung aller Schnittstellen anhand von Host Manuals der Gerätefirmen
- ✓ Präzise Prozesssteuerung durch Unterstützung der Probenlogistik
- ✓ Spezifische und automatische Bearbeitung der Analytik
- ✓ Qualitätskontrollmessungen nach RiliBÄK und Westgard
- ✓ Anpassung der Schnittstelle an den Workflow unserer Kunden
- ✓ Individuelle Speziallösungen

Beschreibung

Mit unseren herstellereigenen Gerätetreibern sind wir in der Lage sämtlichen Messgeräten (Onlines) die Anforderungen aus unserem LIS zu schicken.

Zudem dient es zum Rückeintrag der Ergebnisdaten für Patienten- und Kontrollmessungen.

Die Bearbeitung der Analytik ist abhängig von z.B. Bearbeitungsort oder Abrechnungsinformation. Dabei kann jedes Messgerät mit unserer Software bidirektional verbunden werden, wenn eine dementsprechende technische Schnittstelle besteht.

Die betreffende Schnittstelle wird in enger Zusammenarbeit mit den Geräteherstellern umgesetzt.



Das bietet unser Modul im wirtschaftlichen Einsatz

Vorteile

- ✓ Schnelle Umsetzung
- ✓ Vermeidung von Fehlern bei manuellen Eingaben
- ✓ Hohe Verfügbarkeit
- ✓ Vielfältig und flexibel einsetzbar

Beschreibung

Onlines ist ein Modul zur automatischen Bearbeitung der Analytik, das durch individualisierte, flexible Prozesse Zeit und Kosten spart.

Wir von Medat garantieren dabei eine schnelle und zuverlässige Funktion des Moduls – kombiniert mit der Vielfältigkeit des Moduls ist Onlines das „Rundumsorglospaket“ für Ihr Labor.

Unser hinsichtlich Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft außergewöhnliches Team ist in der Lage kurzfristig und kundenorientiert auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Wir gestalten seit 1974 die Zukunft der Labormedizin.

Vom Order Entry bis hin zur Abrechnung - unser Laborinformationssystem vernetzt alle Vorgänge und übernimmt Abläufe vollautomatisiert.

Unsere Software kommt bisher im deutschsprachigen Raum zum Einsatz:

pro Tag laufen 6 Millionen Analysen, das sind über 200.000 Aufträge in mehr als 300 Krankenhäusern und Facharztlaboren. Unser LIS beruht auf zukunftssicheren Technologien mit einem traditionellen Hintergrund.

Wir entsprechen den Anforderungen und Bedürfnissen der KRITIS. Medat ist zertifiziert nach ISO 9001. Die Zertifizierung zur ISO 27001 befindet sich in Vorbereitung.

Machen Sie mit!

Telefon: +49 89 126 808 0

E-Mail: vertrieb@medat.de

Adresse: Medat Computersysteme GmbH
Albrechtstraße 14
80636 München

