



Das Modul Order Entry



Das bietet unser Modul
im medizinischen Einsatz

Anwendungsbereiche

- ✓ Erstellung von Laboraufträgen
- ✓ Etikettendruck für Probengefäße (Materialien)
- ✓ Einsenderspezifische Anforderungsmasken

Beschreibung

Das Order Entry Modul dient zur papierlosen Erstellung von Laboraufträgen für unterschiedliche Laborbereiche. Es gestaltet die Arbeit so übersichtlich und bequem wie möglich und erleichtert durch Automatisierung, Tooltips, gespeicherte Patientendaten und eine Vielzahl von Modifizierungsmöglichkeiten den Workflow erheblich. Die gewünschte Anzahl aller verschiedenen Probenmaterialien wird dem Einsender vorgegeben.

Vorteile

- ✓ Spezifische Anforderungsseite mit Arbeitshilfen für die einzelnen Laborbereiche
- ✓ Tooltips erleichtern die Probengewinnung durch präanalytische Hinweise
- ✓ Abfrage gespeicherter Patientendaten und Zusatzinformationen
- ✓ Individualisierter, automatisierter Etikettendruck für Probengefäße mit allen wichtigen Informationen
- ✓ Separate Auftragsübersicht mit Modifizierungsmöglichkeiten
- ✓ Einsenderspezifische Profile



Das bietet unser Modul im **technischen Einsatz**

Vorteile

- ✓ Integrierung in AIS-Module oder Web-Interface
- ✓ HL7-Schnittstellen zu Systemen aller auf dem Markt existenten KIS-Hersteller
- ✓ LDT-Schnittstellen zu AIS und Scansystemen für Muster 10/10A-Scheine (AB+M / Mediaform)
- ✓ Intelligentes Bestellsystem, das Gefäß- und Etikettenmenge abgleicht
- ✓ Komplett elektronische Anforderung (flexibel, schnell änderbar)
- ✓ Probenspezifische Aktivierung bei Materialerkennung möglich
- ✓ Leichte und nahtlose Integration in einen bereits vorhandenen Probenverteilworkflow
- ✓ Einfache Zubuchung von Zusatzmodulen wie Nachforderungsmonitor und Sampletracking



Das bietet unser Modul im **wirtschaftlichen Einsatz**

Vorteile

- ✓ Leichte und nahtlose Integration in einen bereits vorhandenen Probenverteilworkflow
- ✓ Komplett elektronische Anforderung möglich (papierlos, auch KV)
- ✓ Einfaches Nachforderungsmanagement

Unser hinsichtlich Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft außergewöhnliches Team ist in der Lage kurzfristig und kundenorientiert auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

Wir gestalten seit 1974 die Zukunft der Labormedizin.

Vom Order Entry bis hin zur Abrechnung - unser Laborinformationssystem vernetzt alle Vorgänge und übernimmt Abläufe vollautomatisiert. Unsere Software kommt bisher im deutschsprachigen Raum zum Einsatz: pro Tag laufen 6 Millionen Analysen, das sind über 200.000 Aufträge in mehr als 300 Krankenhäusern und Facharztlaboren. Unser LIS beruht auf zukunftssicheren Technologien mit einem traditionellen Hintergrund. Wir entsprechen den Anforderungen und Bedürfnissen der KRITIS. Medat ist zertifiziert nach ISO 9001. Die Zertifizierung zur ISO 27001 befindet sich in Vorbereitung.

Machen Sie mit!

Telefon: +49 89 126 808 0

E-Mail: vertrieb@medat.de

Adresse: Medat Computersysteme GmbH
Albrechtstraße 14
80636 München

